

# 参考资料-样本试管种类参考

	英文	是否需要脱帽	混匀方式	试管架编号 (暂定)	示意图	备注
全血管 8cm/10cm(带盖/ 或者不带盖)	8cm/10cm(bloodtube) (BT)	是	模拟人工摇匀	0000		全血管也可能不带盖
子弹头试管1.5ml	Epp1.5	否	移液臂吸吐混匀	1111		
阳普试管架		否	移液臂吸吐混匀	2222		
子弹头试管0.5ml	Epp0.5	否	移液臂吸吐混匀	3333		
C-tip	Ctip	否	移液臂吸吐混匀	4444		
迷你试管	Mini	否	移液臂吸吐混匀	5555		
粪便试管		否	移液臂吸吐混匀	6666		